

# Erweiterung Sanitätsrucksack mit Sauerstoff

## Bezirk Nordheide

Lfd.Nr.:	Menge:	Bezeichnung:	Zusatz:	Hinweis:
<b>Med. Sauerstoff</b>				
1	1	Sauerstofftasche <sup>1</sup>		
2	1	Sauerstoffflasche	2l Inhalt; mit Druckminderer und Demandventil	Prüfungen <sup>2</sup>
3	1	Packmodul	Klein, blau	
4	2	Sauerstoffbrille	Erwachsene, phthalatfrei	Einmalprodukt
5	1	Sauerstoffmaske	Erwachsene, phthalatfrei	Einmalprodukt
6	1	Sauerstoffmaske	Kinder, phthalatfrei	Einmalprodukt

- 1) Es empfiehlt sich, den Sauerstoff in einer eigenen Tasche zu transportieren. Der Rettungsdienst nutzt für eine effiziente Arbeitsplatzaufteilung dieses Zwei-Taschen-System. Des Weiteren sinkt das Eigengewicht. Als Beispiel für eine Sauerstofftasche dient das DLRG-Modell aus der Materialstelle. Beim Einsatz im DLRG-Sanitätsrucksack muss eine spezielle Halteplatte verwendet werden.
- 2) Sauerstoffflaschen müssen alle zehn Jahre vom TÜV geprüft werden. Druckminderer mit angeschlossenem Demandventil müssen nach Herstellerangabe zur Sicherheitstechnischen Kontrolle. Darüber ist ein Medizinproduktebuch nach §7 MPBetreibV zu führen.

**Halteplatte für DLRG-Sanitätsrucksack 2014**



**DLRG-Sauerstofftasche 2014**



**Med. Sauerstoff**